



FICHA TÉCNICA

Rev. Abril 2023

Nombre del Producto CONTENCIÓN PACIENTE +
INMOVILIZACIÓN DE TORAX

Código E-71501

Marca Blunding

Fabricante Blunding

Descripción



La contención de paciente + inmovilización de tórax, E-71501, es una solución sencilla y efectiva al posicionamiento y sujeción clínica/ hospitalaria. Ofrece restricción de forma específica, respetuosa y segura tanto para el paciente como para los funcionarios que lo cuidan, incluso en situaciones donde la asistencia a la persona podría tornarse difícil.

Indicaciones

Pacientes con algún grado de alteración de consciencia;
Pacientes con alteraciones sensoriales y/o cognitiva;
Pacientes con alteraciones psiquiátricas;
Pacientes con alteraciones de la movilidad.

Más información



Contiene Látex No

Componentes	1 Un contención de paciente + inmovilización de tórax 1 Un almohadilla de protección espalдар 6 Un botones o candados 1 Un llave magnética 2 Un contenedores laterales 1 UN Folleto Instrucciones de Uso en español - Estuche cartón
Beneficios	* Materiales y costuras reforzadas, para evitar fisuras en áreas susceptibles a altas tensiones. * Bordes de la prenda fortalecidos con telas y costuras que evitan posibles lesiones por presión. * Sistema de fijación del producto, reforzado con el uso de cierres de gancho y bucle. * Llave magnética de Neomidio, lo que asegura una apertura rápida y segura. Al simple contacto de la llave con el botón, éste queda liberado inmediatamente y adherido a la llave. * Blunding dispone de módulos de entrenamiento gratuitos que son impartidos a Enfermeras, Técnicos de Enfermería, Cuidadores y familiares. Para solicitar este servicio usted debe contactarse a servicio al cliente Blunding.

Medidas				
	Código	Descripción	Perimetro de Cintura (cm)	Ancho (cm)
	E-71501	Contencion De Paciente Con Cierres Magneticos	80-124	18
Alto / Ancho / Largo Producto (Cm)	Caja Estuche: 28cm alto x 18cm ancho x 11cm fondo			
Peso del producto (g)	1400			
Composición	Cinta Tela 180mm:	100% Algodón		
	Cinta Sujetadora:	100% Algodón		
	Ojetillos:	100% Acero Inoxidable		
	Cierre de Contacto:	100% Nylon		
	Acolchado:	Tela Popelina 50% algodón 50% poliéster napa termofill 0.95g/m2		
Color	Blanco/Azul			

Código de barra

SKU	Talla	Código de Barra
E-71501	Universal	7801001011667

Mantenición de Producto	Cuando finalice el tratamiento, y al menos una vez cada semana, si lo usa a diario, o con mayor frecuencia, si el uso es más esporádico: Revisar la integridad de las partes y piezas de la contención de pacientes (sujeciones, botones, llave, costuras, velcros). Detallar si existe algún tipo de desgaste y defectos, así como valide la fecha de caducidad del producto. Cerciorarse que no exista presencia de oxido. Asegurar que la contención de pacientes está limpia y lavada siguiendo las respectivas instrucciones de lavado. NO UTILICE COMPUESTOS A BASE DE CLORO EN EL LAVADO. La lavadora (cuerpo, perillas, manijas, puertas) deben limpiarse ANTES de su uso con ayuda de un paño empapado con peróxido de hidrogeno al 0.5%. Las contenciones de paciente deben lavarse SOLAS y no con otros artículos del paciente. Procedimiento de lavado: Retire todos los pines/botones antes de lavarlos. Los botones y llaves magnéticas no deben ser sumergidos en líquido. Limpie todos los pines/botones con ayuda de un paño empapado con peróxido de hidrogeno al 0.5%. Seque de inmediato. Para las contenciones que tengan cierre de velcro: Pase sobre el velcro un rodillo quita-pelusas, un trozo de cinta adhesiva o un cepillo con cerdas duras, para eliminar la suciedad superficial. Junte ambas partes del cierre de velcro antes de meterlo en la lavadora, con la finalidad de evitar que se incrusten hilos, pelos u otras fibras en el velcro y que la parte adhesiva del cierre dañe otras prendas en la lavadora. Se recomienda el uso de detergente enzimático con blanqueador de peróxido para un rendimiento óptimo. Se recomienda no usar detergentes que contengan cloro. Temperatura del agua 60°C, máximo 80°C. Temperatura del ciclo de lavado con agua tibia entre 32,2°-43,3°C. Importante: Con temperaturas de lavado sobre 60°C el producto sufre un encogimiento de 2% a 3.8% .
--------------------------------	---

Mantenición de Producto	Procedimiento de secado: El método preferido debe ser secado al aire libre. Secado a máquina: ciclo Perma–press –30 minutos La lavadora DEBE limpiarse/desinfectarse después de su uso. La superficie de la lavadora, los botones, las manijas y las puertas deben limpiarse con ayuda de un paño empapado con peróxido de hidrogeno al 0.5%. Ejecute un ciclo de lavado en vacío con detergente en polvo enzimático con blanqueador de peróxido. No Planchar. No golpee ni deje caer al suelo los botones y llaves magnéticas. No intente abrir los botones y llaves magnéticas No modifique la contención. No almacene ni use el producto en lugares con mucha humedad.
-------------------------	--

Garantía

Este producto tienen una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del manual de instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Este dispositivo debe ser usado por prescripción médica. Este dispositivo solo puede ser instalado por personal entrenado. El uso inadecuado de esta sujeción aumenta el riesgo de lesión grave o muerte. Por la seguridad de su paciente y su propia seguridad, no instale o utilice este Sistema de Sujeción hasta que haya leído y entendido las instrucciones. Este producto fue diseñado, y probado, en camas de 1 + ¹/₂ plazas, con colchon de alto entre 14 y 23 cm. Para usar este producto en camas con diferente configuración, debe solicitar a Servicio al Cliente Blunding, la opción de compra de producto a la medida. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14 y Registro FDA N° 9104922