FICHA TÉCNICA

Rev. Diciembre 2023



Nombre del Producto	ANDADOR PLEGABLE DOS RUEDAS
Código	AD-01
Origen	Asia
Marca	Blunding

Descripción

El andador plegable con dos ruedas Blunding, es una estructura tubular metálica, articulada y plegable con regulación de altura y dos ruedas anteriores, giratorias, macizas (no inflables) de 5 pulgadas, que facilita la marcha y aporta una estabilidad mayor, en el desplazamiento a pacientes con discapacidad física o movilidad reducida. Posee empuñaduras en polietileno de alta densidad, anatómicas, antideslizantes y ergonómicas. Producto sencillo de manipular, ofrece una total seguridad y permite al usuario caminar sin miedo a caerse porque sus dos ruedas macizas delanteras y los dos regatones traseros le dan estabilidad y fijación en cualquier posición. Este producto, cuenta con doble abrazadera frontal, que además de dar seguridad, aporta estabilidad.

Indicación

Personas con discapacidad física o movilidad reducida y a la vez con intención de marcha,
Personas con discapacidad que están aprendiendo a caminar,
Postoperatorios de rodilla,
Postoperatorios de cadera,
Problemas de movilidad,
Rehabilitación de enfermedades neurológicas,
Parálisis cerebral según compromiso funcional moderado o severo,
Lesión medular congénita o adquirida con o sin apoyo ortésico,
Enfermedades neuromusculares según compromiso funcional moderado o severo,
Desórdenes genéticos relacionados con debilidad,
Enfermedades degenerativas,
Otras condiciones de salud asociadas a debilidad y parálisis muscular.

Más información

Contiene Látex No

Componentes	1 Andador de aluminio anodizado, con empuñadura y agarres en polietileno de alta densidad. 2 Regatón antideslizante, más repuesto opcional (pago adicional). 2 Ruedas giratorias de 5 pulgadas. Folleto Instrucciones de Uso en Español

Beneficios	**Seguridad:** Cuenta con 2 regatones fabricados en goma de consistencia dura y antideslizante, que, ubicados en los puntos de apoyo, impiden resbalones y absorbe el impacto. Estos elementos cuentan con una placa metálica interior de refuerzo. **Estable:** Cuenta con doble abrazadera frontal que además de extra seguridad aporta estabilidad. **Confortable:** Su empuñadura en polietileno de alta densidad, antideslizante, proporciona una sensación de confort y seguridad. **Altura regulable:** Se puede ajustar fácilmente la altura del componente superior e inferior, permitiendo que el rango del producto varie desde 74 cm hasta 94 cm. **Ocupa poco espacio:** Este producto es plegable. Su profundidad de plegado es 14,5 cm **Convertible:** Este producto es intercambiable entre fijo o articulado. **Regatón de repuesto opcional (pago adicional).**

Caracteristicas	**Especificación**	**Dimensiones**	**Especificación**	**Dimensiones**
	Diametro del tubo/estructura inferior	3 cm	**Espesor tubo/estructura inferior**	1,4 mm
	Diametro del tubo/estructura superior	2,5 cm	**Espesor tubo/estructura inferior**	1,25 mm
	Diametro de la cruceta	3 cm	**Espesor cruceta**	1 mm
	Altura regulable minima	74 cm	**Altura regulable maxima**	100 cm
	Sistema que permiten regular la altura	Si, 8 botones en el componente inferior	**Incrementos en regulacion de altura / Distancia entre botones que fijan la altura**	2 cm
	Ancho del Producto	58 + ó - 2 cm	**Soporte de peso para usuario-**	130 +/- 10 Kg
	Profundidad de plegado	14,5 cm		
Composición	Estructura: Aluminio anodizado de 1,4 a 1,0 mm de espesor Empuñadura: Polietileno de alta densidad Ruedas: Caucho termoplástico (TPR) + Polietileno (PE) de diámetro 13 cm (5 pulgadas) Regatón (taco): Goma antideslizante, color gris, con anillo interno de metal -refuerzo 4 cm de diámetro Barra cruzada: Acero			
Peso del producto (g)	2500			
Alto / Ancho / Largo Producto (Cm)	77 X 58x 49/ 100 X 58 x 49			
Unidad de Empaque	4 Unidades en una caja			
Peso de Unidad de Empaque (g)	11000			
Alto / Ancho / Largo Unidad de Empaque (Cm)	58 X 28 X 82 cm			
Color	Estructura: Plata Empuñadura: Gris Partes plásticas: Gris Ruedas: Gris/ Negro Regatón (taco):Gris			

Código de barra

SKU	Código de Barra
AD-01	7801001010776

Mantención de Producto	Al final de cada día: Revisar la integridad de las partes y piezas del producto para comprobar su desgaste y fijación. En caso de desgaste deben ser sustituidos inmediatamente. Un regatón desgastado es un gran peligro para una persona con movilidad reducida. Cerciorarse que no exista presencia de oxido en las partes metálicas. Utilizar un cepillo pequeño y un poco de agua para quitar el polvo y los residuos incrustados, que pueden dañar el buen funcionamiento del producto. Especialmente, en el regatón y las ruedas. Limpiar el tubo, la empuñadura, las ruedas y los regatones (tacos) suavemente con un paño ligeramente húmedo. No usar limpiadores abrasivos ni volátiles. No sumerja la unidad ni sus componentes en agua ni permita que entre agua en la zona interna del dispositivo. No someta la unidad, ni sus componentes, a frio o calores extremos. No intervenir el producto, ni abrirlo. En caso de que no lo use por periodos de tiempo prolongado: Almacenar en lugar seco y alejado de la luz solar.
Garantía	Este producto tiene una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Esta ayuda tecnica debe recomendarla y ajustarla un profesional sanitario. Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su profesional médico. Este producto esta contraindicado en el caso de inestabilidad de hombro, codo y/u hombro doloroso, inicio de parestesia en extremidad superior posterior al uso del andador, restricciones para seguir instrucciones simples.
Certificación y Registros	