FICHA TÉCNICA

Rev. Octubre 2024





Nombre del Producto	SILLA WC 3 EN 1 PLEGABLE
Código	AB-19
Origen	Asia
Marca	Blunding

Descripción

La silla WC 3 en 1 plegable Blunding, AB-19, es una ayuda técnica al movimiento, de estructura liviana y de fácil manejo, diseñada para usarla como inodoro cuando la persona tiene dificultades de movilidad o incontinencia, y no puede llegar al cuarto de baño. Producto discreto, sencillo y rentable que se coloca en la habitación, dándole un uso como inodoro o como marco de lavabo dentro del cuarto de baño. Posee un diseño fácil de limpiar. Incorpora cubeta y tapa anti salpicaduras. No necesita accesorios; es la solución ideal.

Indicación

Personas con discapacidad física o movilidad reducida,
Pacientes con algún grado de dificultad en su desplazamiento,
Otras condiciones de salud asociadas a debilidad y problemas de movilidad.

Más información

Contiene Látex

No

Componentes	Estructura metálica de acero recubierto con pintura en polvo, Manillas de agarre con empuñadura ergonómica y antideslizante, Asiento y tapa, Cubeta con tapa, Protector antisalpicaduras, Folleto Instrucciones de Uso en español.
Beneficios	**Solución integral:** silla WC 3 en 1 con asiento y tapa, cubeta con tapa y protector antisalpicaduras. **Ajustable en altura**: Fácilmente ajustable para una altura de asiento perfecta de 41 a 56 cm **Durable**: **Liviana:** Solo 6 Kg de peso **Estable:** Cuenta con 4 regatones y una estructura metálica que garantiza seguridad y estabilidad al sentarse o levantarse. **Ocupa poco espacio:** Este producto es plegable. Sus apoyabrazos son cortos. **Sencilla**: Este producto es manipulable sin herramientas especiales. **Practica**: Su superficie es 100% lavable.

Beneficios	**Confortable**: Su empuñadura en polietileno de alta densidad, antideslizante y ergonómica, proporciona una sensación de confort y seguridad. **Inventario disponible en el mercado nacional.** **Servicio técnico postventa**: Disponible de forma inmediata a la compra, en caso de falla o mantenimientos post meses de uso. **Capacitación**: Adicional al instructivo en español que trae el producto, Blunding cuenta con profesionales técnicos preparados para entregar las orientaciones, entrenamiento, práctica, y guías sobre la buena utilización del producto.

Caracteristicas	**Especificación**	**Dimensiones**	**Especificación**	**Dimensiones**
	Diametro del tubo/estructura	2,25 cm	**Espesor tubo/estructura**	1,2 mm
	Ancho del asiento	48 cm	**Altura de piso al asiento**	41-56 cm
	Sistema en patas que permiten regular la altura	Si, 7 botones de ajuste	**Incrementos en regulacion de altura apoyapies**	2,5 cm
	Caracteristicas del sistema de patas	Regular altura	**Altura de piso al apoyabrazos**	61-76 cm
	Largo del producto	45 cm	**Profundidad de plegado/ Ancho total plegada**	12 cm
	Alto del Producto con la tapa cerrada	76 cm	**Ancho del Producto**	54 cm
	Incluye herramientas	No son necesarias	**Soporte de peso para usuario-kilogramos.**	Hasta 130 Kg
Composición	Cuerpo: Acero recubierto con pintura en polvo Asiento y tapa, cubeta con tapa y protector antisalpicaduras.: Policloruro de vinilo (PVC) Apoyabrazos: Poliuretano (PU) Regatones: Policloruro de vinilo (PVC)			
Peso del producto (Kg)	6			
Alto / Ancho / Largo Producto (Cm)	41x 48x45 cm -56x 48x45 cm			
Peso de Unidad de Empaque (Kg)	13,6			
Alto / Ancho / Largo Unidad de Empaque (Cm)	62 X 30 x 54 (2 unidades en una caja)			
Color	Gris			

Código de barra

SKU	Código de Barra
AB-19	7801001017270

Mantención de Producto

Al final de cada día:

Revisar la integridad de las partes y piezas del producto para comprobar su desgaste y fijación. Importante el énfasis en el sistema de ajuste de tornillos y regatones

En caso de desgaste, los regatones, deben ser sustituidos inmediatamente. Un elemento móvil desgastado es un gran peligro para una persona con movilidad reducida.

Cerciorarse que no exista presencia de oxido en las partes metálicas.

Utilizar un cepillo pequeño y un poco de agua para quitar el polvo y los residuos incrustados, que pueden dañar el buen funcionamiento del producto.

No usar limpiadores abrasivos ni volátiles.

No sumerja la unidad ni sus componentes en agua ni permita que entre agua en la zona interna del dispositivo.

No someta la unidad, ni sus componentes, a frio o calores extremos.

No intervenir el producto.

En caso de que no lo use por periodos de tiempo prolongado: Almacenar en lugar seco y alejado de la luz solar.

Si el producto se está usando por primera vez, y para evitar caídas o incidentes, se recomienda adiestramiento en terrenos planos en compañía del profesional tratante.

Este producto no debe soportar a varias personas o cargas.

Durante el uso de este producto, no ejecute movimientos corporales que cambien el centro de gravedad, pues este tipo de maniobra puede provocar caídas.

Garantía

Este producto tiene una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Esta ayuda tecnica debe recomendarla y ajustarla un profesional sanitario. Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su profesional médico.

Certificación y Registros

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 13485:2016 (Nº 2023/SGMD.0069) e ISO 9001:2015 (Nº CL13/20100668), registro del instituto nacional de salud pública N.º EDM 198/14 y registro FDA N.º 9104922.