FICHA TÉCNICA

Rev. Agosto 2023



Nombre del Producto	MUÑEQUERA ORTOPEDICA CON FERULA
Código	HM117
Marca	Blunding
Fabricante	Blunding
Descripción	Soporte inmovilizador de muñeca, de nivel moderado, que permite que los dedos y el pulgar se muevan libremente.Su mecanismo de acción genera estabilización volar reduciendo el dolor relacionado con el movimiento. Lleva férula de aluminio removible, que puede moldearse individualmente a la mano del paciente. Producto ajustable con cierre de contacto.
Indicaciones	Se puede utilizar para todas las indicaciones en las que sea necesaria una inmovilización de la muñeca en al menos dos direcciones de movimiento con movilidad libre de los dedos, como por ejemplo: Inmovilización después de distorsiones, Tendinitis y/o tenosinovitis, Después de una fractura de radio distal (no quirúrgica, posoperatoria), Artritis reumatoide, Síndrome del túnel carpiano, Postoperatorio después de la reparación del complejo triangular de fibrocartílago, Síndrome del canal de Guyon.
Más información	
Contiene Látex	No

Componentes	1 UN muñeca ortopedica con ferula 1 UN Envase con Instrucciones de Uso en español
Beneficios	Inmovilización de muñeca, de nivel moderado. Genera estabilización volar reduciendo el dolor relacionado con el movimiento. Genera estabilización palmar. Permite que los dedos y el pulgar se muevan libremente. Sistema de ajuste-cierre, formado por combinación de felpa y microgancho de contacto. Férula removible y ajustable. Libre de látex para un mejor agarre sin irritación.
Tabla de medidas 	Para que el tratamiento sea óptimo, uno de los requisitos previos es una medición correcta, con ayuda de una cinta métrica flexible. La medición del contorno de la muñeca (hC) determina la talla que se debe seleccionar.

Talla	**S**	**M**	**L**	**XL**
Contorno o Circunferencia en CM muñeca (hC)	14.5 cm o menos	14.5 - 17 cm	17 - 19.5 cm	19.5 cm o más

Composición	Cara Externa: 85% Nylon / 15% Elastano Cara Interna: 50% Algodón / 50% Poliéster Férula: 100% Aluminio Cierre de Contacto: 100% Nylon
Peso del producto (g)	80
Alto / Ancho / Largo envase (cm)	18 X 9 X 5
Color	Gris

Código de barra

SKU	Lado/Talla	Código de Barra
HM117LSD	DERECHA S	7801001000609
HM117LMD	DERECHA M	7801001000616
HM117LLD	DERECHA L	7801001000623
HM117LXD	DERECHA XL	7801001000630
HM117LSI	IZQUIERDA S	7801001000647
HM117LMI	IZQUIERDA M	7801001000654
HM117LLI	IZQUIERDA L	7801001000661
HM117LXI	IZQUIERDA XL	7801001000685

Mantención de Producto	Lavar a mano con detergente suave. Previo al lavado: Pase sobre los velcros un rodillo quita-pelusas, un trozo de cinta adhesiva o un cepillo con cerdas duras, para eliminar la suciedad superficial. Junte ambas partes del cierre de velcro antes de lavar, con la finalidad de evitar que se incrusten hilos, pelos u otras fibras en el velcro y que la parte adhesiva del cierre dañe la prenda. No lavar con lejía No lo seque en la secadora. Si el producto no está bien enjuagado y escurrido, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto. Para el secado del producto, utilice una toalla seca para absorber la máxima humedad y déjelo secar a temperatura ambiente. No lo tienda, ni lo planche y no lo exponga a fuentes de calor directas como estufas, secadoras, exposición directa al sol, etc. No utilizar limpieza química/lavado en seco. El producto se debe almacenar seco y protegido de la luz solar directa. Al menos una vez cada semana: Revisar la integridad de las partes y piezas del producto (velcros, textiles, costuras). Detallar si existe algún tipo de desgaste y defectos. Durante su uso o en su limpieza, no utilice sustancias abrasivas, corrosivas, alcoholes, pomadas o líquidos disolventes."⊠
Garantía	Este producto tiene una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su profesional médico.
Certificación y Registros	