FICHA TÉCNICA
Rev. Abril 2024



Nombre del Producto	**ORTESIS MUÑECA C/FERULA PALMAR-DORSAL**
Código	HM-171PD
Marca	Blunding
Fabricante	Blunding
Descripción	La muñequera dorsal palmar Blunding,HM-171PD, es una ortesis rígida de muñeca, respirable, ergonómica, duradera y muy cómoda. Esta diseñada para ofrecer una inmovilización óptima y gracias a sus férulas de aluminio y tejidos elásticos, es capaz de cumplir la misma función de inmovilización que un yeso. Sus anchas cintas de ajuste, restringen el movimiento, comprimiendo, sujetando y conservando el calor que emana del cuerpo del paciente. Esto aumenta la temperatura de la zona e inicia procesos metabólicos que ayudan a relajar la musculatura y favorecer la pronta recuperación de lesiones.
Indicaciones	Todas las indicaciones en las que se requiera una inmovilización bidimensional de la muñeca, manteniendo la motricidad de los dedos, por ejemplo: Inmovilización después de dislocaciones, Tendinitis, Después de una fractura de radio distal (Postoperatorio no quirúrgico), Artritis reumatoide, Síndrome del túnel carpiano, Lesiones del complejo triangular (CFCT), Síndrome del canal de Guyon.
Más información	
Contiene Látex	No

Componentes	1 UN Ortesis muñeca con 2 (dos) férulas de aluminio: palmar y dorsal 1 UN Envase con Instrucciones de Uso en español

Beneficios	**Máxima estabilidad** gracias a sus exo-férulas de aluminio. Este producto ofrece un alto grado de inmovilización y es una alternativa eficaz a los yesos tradicionales. Permite la **inmovilización** en al menos **dos direcciones de movimiento**. Apertura extra-ancha para una **instalación sencilla**. **Alto confort** gracias a sus tejidos respirables. **Adaptable**, se pueden extraer la barra palmar y adaptar sin problemas a los diferentes contornos de la mano y el brazo. **Práctica**, la adaptación de la barra dorsal se puede realizar directamente en la ortesis. Producto que apoya la **disminución** de la **hinchazón** y la **inflamación**.
Tabla de medidas 	Para que el tratamiento sea óptimo, uno de los requisitos previos es una medición correcta, con ayuda de una cinta métrica flexible. La medición del contorno de la muñeca (hC) determina la talla que se debe seleccionar.

Talla	**S**	**M**	**L**	**XL**
Contorno o Circunferencia en CM muñeca (hC)	13 cm ó menos	13-16 cm	17-21 cm	22-26 cm

Composición	Aluminio, poliamida, poliuretano, polietileno
Peso del producto (g)	150
Alto / Ancho / Largo envase (cm)	24,6 x 11,7 x 3,7
Color	Gris, blanco

Código de barra

SKU	Color / Talla/ Lado	Código de Barra
HM-171PDDS	Gris/ S / Derecho	7801001015689
HM-171PDIS	Gris/ S / Izquierdo	7801001015733
HM-171PDDM	Gris/ M / Derecho	7801001015672
HM-171PDIM	Gris/ M / Izquierdo	7801001015719
HM-171PDDL	Gris/ L / Derecho	7801001015665
HM-171PDIL	Gris/ L / Izquierdo	7801001015702
HM-171PDDXL	Gris/ XL / Derecho	7801001015696
HM-171PDIXL	Gris/ XL / Izquierdo	7801001015726

Mantención de Producto

Lavar a mano con detergente suave.

Previo al lavado:

Pase sobre los velcros un rodillo quita-pelusas, un trozo de cinta adhesiva o un cepillo con cerdas duras, para eliminar la suciedad superficial. Junte ambas partes del cierre de velcro antes de lavar, con la finalidad de evitar que se incrusten hilos, pelos u otras fibras en el velcro y que la parte adhesiva del cierre dañe la prenda.

Mantención de Producto	Retire las barras o férulas de aluminio. No lavar con lejía No lo seque en la secadora. Si el producto no está bien enjuagado y escurrido, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto. Para el secado del producto, utilice una toalla seca para absorber la máxima humedad y déjelo secar a temperatura ambiente. No lo tienda, ni lo planche y no lo exponga a fuentes de calor directas como estufas, secadoras, exposición directa al sol, etc. No utilizar limpieza química/lavado en seco. El producto se debe almacenar seco y protegido de la luz solar directa. Al menos una vez cada semana: Revisar la integridad de las partes y piezas del producto (velcros, textiles, férulas, costuras). Detallar si existe algún tipo de desgaste y defectos.
Garantía	Este producto tiene una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Esta producto debe colocarlo y ajustarlo, preferiblemente, un profesional sanitario. Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su profesional médico.
Certificación y Registros	