FICHA TÉCNICA
Rev. Julio 2024



Nombre del Producto	ANDADOR PLEGABLE
Código	AD-04
Origen	Asia
Marca	Blunding
Descripción	El andador plegable Blunding, es una estructura tubular metálica, articulada y plegable con regulación de altura, que facilita la marcha y aporta una estabilidad mayor, en el desplazamiento, que el bastón y las muletas, ya que tiene varios puntos de apoyo. Posee empuñaduras de goma suave de alta densidad, anatómicas, antideslizantes y ergonomicas. Producto sencillo de manipular, ofrece una total seguridad, permite al usuario caminar sin miedo a caerse y con solo oprimir un botón, ubicado en su parte superior, le permite plegar el producto.
Indicación	Personas con discapacidad física o movilidad reducida y a la vez con intención de marcha, Personas con discapacidad que están aprendiendo a caminar, Postoperatorios de rodilla, Postoperatorios de cadera, Problemas de movilidad, Rehabilitación de enfermedades neurológicas, Parálisis cerebral según compromiso funcional moderado o severo, Lesión medular congénita o adquirida con o sin apoyo ortésico, Enfermedades neuromusculares según compromiso funcional moderado o severo, Desórdenes genéticos relacionados con debilidad, Enfermedades degenerativas, Otras condiciones de salud asociadas a debilidad y parálisis muscular.
Más información	
Contiene Látex	No

Componentes	1 UN Andador de aluminio anodizado, con empuñadura de goma suave de alta densidad y agarres en polietileno (PE) de alta resistencia. 4 UN regatón antideslizante 1 UN Folleto Instrucciones de Uso en español
Beneficios	**Seguridad:** Cuenta con 4 regatones fabricados en goma de consistencia dura y antideslizante, que, ubicados en los puntos de apoyo, impiden resbalones y absorbe el impacto. Estos elementos cuentan con una placa metálica interior de refuerzo. **Estable:** Cuenta con doble abrazadera frontal que ademas de extra seguridad aporta estabilidad. **Confortable:** Su empuñadura en espuma de alta densidad, antideslizante, proporciona una sensación de confort y seguridad.
	Altura regulable: Se puede ajustar fácilmente la altura del componente superior e inferior, permitiendo que el rango del producto varie desde 64 cm hasta 94 cm. **Ocupa poco espacio:** Este producto es plegable. **Convertible:** Este producto es intercambiable entre fijo o articulado.

Caracteristicas	Especificación	Dimensiones	Especificación	Dimensiones
	Diametro del tubo/estructura	3 cm	**Espesor tubo/estructura**	1,25 mm
	Altura regulable minima	64 cm	**Altura regulable maxima**	94 cm
	Sistema que permiten regular la altura	Si, 8 botones en el componente inferior	**Incrementos en regulacion de altura / Distancia entre botones que fijan la altura**	2 cm
	Ancho del Producto	58 cm	**Soporte de peso para usuario- kilogramos.**	135 +/- 5 Kg

Composición	Estructura: Aluminio anodizado de 1.25mm de espesor Empuñadura: Goma suave de alta densidad de 3.5 cm. de diámetro Regatón (taco): Goma antideslizante, color gris, con anillo interno de metal -refuerzo 4 cm de diámetro Barra cruzada: Acero
Peso del producto (g)	2220
Alto / Ancho / Largo Producto (Cm)	65 X 58x 46/ 94 X 58x 46
Unidad de Empaque	4 Unidades en una caja
Peso de Unidad de Empaque (g)	9880
Alto / Ancho / Largo Unidad de Empaque (Cm)	56 X 27 X 79 cm
Color	Estructura: Plata Empuñadura: Gris Partes plasticas: Gris Regatón (taco):Gris

Código de barra

SKU	Código de Barra
AD-04	7801001010776

Mantención de Producto

Al final de cada día:

Revisar la integridad de las partes y piezas del producto para comprobar su desgaste y fijación.

En caso de desgaste deben ser sustituidos inmediatamente. Un regatón desgastado es un gran peligro para una persona con movilidad reducida.

Cerciorarse que no exista presencia de oxido en las partes metálicas.

Utilizar un cepillo pequeño y un poco de agua para quitar el polvo y los residuos incrustados, que pueden dañar el buen funcionamiento del producto. Especialmente, en el regatón.

Limpiar el tubo, la empuñadura y los regatones (tacos) suavemente con un paño ligeramente húmedo.

No usar limpiadores abrasivos ni volátiles.

No sumerja la unidad ni sus componentes en agua ni permita que entre agua en la zona interna del dispositivo.

No someta la unidad, ni sus componentes, a frio o calores extremos.

No intervenir el producto, ni abrirlo.

En caso de que no lo use por periodos de tiempo prolongado: Almacenar en lugar seco y alejado de la luz solar.

Garantía

Este producto tiene una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Esta ayuda tecnica debe recomendarla y ajustarla un profesional sanitario. Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su profesional médico.

Certificación y Registros

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 13485:2016 (N° 2023/SGMD.0069) e ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), registro del instituto nacional de salud pública N.º EDM 198/14 y registro FDA N.º 9104922.