

Ficha Técnica

(RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO)

Urimed Vision®

Coletor urinário autoadesivo em silicone



1. DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO QUALITATIVA

Urimed Vision é um coletor urinário autoadesivo, 100% silicone e isento de látex.

Características:

- Hipoalergénico.
- Silicone.
- Autoadesivo.
- Embalado individualmente.
- Dispositivo transparente, para uma vigilância integral da pele.
- Diminuição dos riscos de maceração e irritação da pele.
- Redução do risco de infeção

2. INDICAÇÕES

Urimed Vison encontra-se indicado para a incontinência urinária masculina.

3. CONTRAINDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES

Não utilizar sobre pele irritada ou com lesões.

Não utilizar no caso de reação alérgica ao silicone.

Mudar diariamente o coletor urinário, entre as mudanças de coletor deverá manter uma boa higienização do órgão.

Ficha Técnica

(RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO)

Não utilizar no caso de a embalagem estar danificada ou aberta.

4. EFEITOS ADVERSOS

Não são conhecidos efeitos adversos associados ao uso de Urimed Vision, desde que respeitadas as indicações, contraindicações, precauções e observações descritas para este dispositivo.

5. MODO DE UTILIZAÇÃO

Conforme técnica descrita no folheto informativo que vem dentro da embalagem.

6. INFORMAÇÕES ESPECIAIS

Classificação do Dispositivo Médico: Classe I
Organismo Notificado: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
Regulamento: (UE) 2017/745

Fabricado por:

Well Lead Medical Co., Ltd.
C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong, 511434 Panyu, Guangzhou, People Republic of China

Distribuído por:

B. Braun Medical, Unipessoal Lda.
Estrada Consiglieri Pedroso, nº 80
Queluz de Baixo
2730-053 Barcarena

7. ESTERILIDADE

Dispositivo não estéril.

8. ARMAZENAMENTO/ESTERILIZAÇÃO/SÍMBOLOS NA ROTULAGEM

Armazenagem a uma temperatura entre 15°C e 25° C, a uma humidade relativa entre 50% e 60%.

REF = Número de Referência

LOT = Código de lote

Ficha Técnica

(RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO)



= Data Limite de Utilização



= Data de fabrico



= Fabricante



= Marcação CE com identificação do Organismo Notificado



= Consultar instruções de utilização



= Advertência



= Marca Ponto Verde



= Não use se a embalagem estiver danificada



= Manter longe da luz solar



= Manter seco



= Isento de DEHP

9. PRAZO DE VALIDADE

Quando armazenado nas condições apropriadas, o produto pode ser utilizado até 5 anos (prazo de validade inscrito na embalagem).

Ficha Técnica

(RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO)

10. APRESENTAÇÃO

Referência	Diâmetro	Unidade de Venda
2962530	25 mm	30 unidades
2962930	29 mm	30 unidades
2963230	32 mm	30 unidades
2963630	36 mm	30 unidades
2964130	41 mm	30 unidades