



Rev. Marzo 2026

NOMBRE DEL PRODUCTO

SILLA DE RUEDA TRAUMATOLOGICA 2.0

CÓDIGO

SRA-3246

MARCA

Blunding

CÓDIGO EAN

7801001016372

CATEGORÍA

Línea Ayudas Técnicas

DESCRIPCIÓN

La silla de ruedas Traumatologica 2.0 SRA-3246 Blunding, es una ayuda técnica al movimiento, de tipo activo, con estructura liviana de fácil manejo que permite una máxima funcionalidad, comodidad y movilidad. Diseñada para ser autopropulsada o empujada por un acompañante, de uso en ambientes interiores y exteriores. Dispone de un armazón de acero con cruceta doble, ruedas macizas, reposa piernas acolchados con tres niveles y elevación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marco o estructura	Tubo de Acero de alta resistencia con acabado en pintura electrostática
Chasis	Diámetro tubo 2.25cm y 1.2mm de espesor, ajustable con cruceta doble
Asiento y respaldo	Tela desmontable, acolchada, antitranspirable y lavable, con bolsillo trasero
Ruedas delanteras	Macizas de (8") fabricada en PVC con horquilla de altura regulable y rodamientos sellados
Ruedas traseras	Macizas de (24") con 8 rayos tipo Mag y eje fijo, aro de autopropulsión Metálico
Apoya brazos	Abatibles acolchados con funda en PVC
Bastón de empuje	Empuñadura ergonómica y antideslizante en goma de alta densidad
Apoya piernas	Acolchados, abatibles, desmontables y elevables, con 3 posiciones
Apoya pies	Abatible y desmontable, regulación de altura mecánica (con herramienta)
Frenos	Bilaterales de palanca en ambas ruedas traseras

Adicionales	Set de herramientas, manual en español
Seguridad	A) Un sistema de frenos bilaterales de palanca en ambas ruedas traseras que permite reducir la velocidad o bloquear el producto en posición de estacionamiento. B) Un protector lateral, bajo el apoyabrazos, que evita que la ropa del usuario u otro objeto entre en contacto con la rueda.
Durable	Producto de estructura robusta, elaborada en acero, rodamientos sellados
Estable	Cuenta con cruceta doble y 4 ruedas macizas
Sencilla	Este producto es manipulable sin herramientas especiales
Práctica	Producto plegable, con ruedas delanteras multidireccionales y superficie lavable
Confortable	Su empuñadura en polietileno de alta densidad, antideslizante y ergonómica, proporciona una sensación de confort y seguridad. Los reposapiernas son elevables.

MODELO

Longitud total	Ancho total	Altura total	Ancho silla plegada	Profundidad del asiento	Ancho del asiento	Altura del respaldo	Asiento a piso	Apoyapiés a piso
								
116 cm	64 cm	92 cm	29 cm	40 cm	46 cm	45 cm	50 cm	19 cm
Apoyabrazos a piso	Asiento a Apoyabrazos	Largo Apoyabrazos	Apoyapiés a rueda trasera	Capacidad de peso	Radio ruedas delanteras	Radio ruedas traseras		
								
70 cm	22 cm	26 cm	42.5 cm	Hasta 120 kg	8"	24"		

MANTENCIÓN

Al final de cada día:

- Revisar la integridad de las partes y piezas del producto para comprobar su desgaste y fijación. Importante el énfasis en el sistema de frenos y el ajuste de tornillos.
- En caso de desgaste deben ser sustituidos inmediatamente. Un elemento móvil desgastado es un gran peligro para una persona con movilidad reducida.
- Cerciorarse que no exista presencia de oxido en las partes metálicas.
- Utilizar un cepillo pequeño y un poco de agua para quitar el polvo y los residuos incrustados, que pueden dañar el buen funcionamiento del producto. Especialmente, en sistema de frenos y ruedas.

CERTIFICACIÓN Y REGISTROS

