


SUBCLAVICAT® I-II-III

Equipo para Cateterismo Venoso Central
de Un, Doble y Triple Lumen
con Punta Flexible Viuret

Viuret®


Compuesto de Poliuretano




Flujo* (ml/min)	Lumen				Flujo* (ml/min)
57	(16 G)	● Distal	(16 G)		40
56	(16 G)	● Proximal	(18 G)		32
		● Medio	(18 G)		30

* La velocidad de flujo se realiza con agua a temperatura ambiente, con una altura de presión de 100 cm y representan capacidades aproximadas de flujo


Punta
Flexible
Viuret



Lumen	● Proximal (18 G)	28 ml/min
● Distal (20 G)	38 ml/min	



Lumen	● Proximal (22 G)	12 ml/min
● Distal (22 G)	19 ml/min	



Lumen	● Proximal (20 G)	40 ml/min
-------	-------------------	-----------

SUBCLAVICAT® I-II-III

Equipo para Cateterismo Venoso Central de Un, Doble y Triple Lumen con Punta Flexible Viuret

CONTENIDO

- 1 Aguja introductora 18 G x 6.35 cm
- 1 Guía de alambre de 0.86 mm diá. x 60 cm con punta flexible en "J" con dispensador
- 1 Dilatador longitud 70 mm
- 1 Dispositivo de fijación ajustable
- 1 Jeringa de 5 ml con sistema para evitar la extravasación de sangre y embolismo aéreo

Viuret®

Compuesto de Poliuretano

SUBCLAVICAT I

- 1 Obturador del tubo de extensión
- 1 Cápsula de inyección
- 1 Catéter un lumen 3 Fr (1.1 mm) x 20 cm de poliuretano radiopaco Viuret® con punta flexible, lumen proximal 20 G

SUBCLAVICAT II

- 2 Obturadores de los tubos de extensión
- 2 Cápsulas de inyección
- 1 Catéter doble lumen 7 Fr (2.4 mm) x 20 cm de poliuretano radiopaco Viuret® con punta flexible, lumen distal 16 G y proximal 16 G
- 1 Catéter doble lumen 5 Fr (1.7 mm) x 20 cm de poliuretano radiopaco Viuret® con punta flexible, lumen distal 20 G y proximal 18 G
- 1 Catéter doble lumen 5 Fr (1.7 mm) x 20 cm de poliuretano radiopaco Viuret® con punta flexible, lumen distal 22 G y proximal 20 G

REF: CPUR7202L1616

SUBCLAVICAT III

- 3 Obturadores de los tubos de extensión
- 3 Cápsulas de inyección
- 1 Catéter triple lumen 7 Fr (2.4 mm) x 20 cm de poliuretano radiopaco Viuret® con punta flexible, lumen distal 16 G, medio 18 G y proximal 18 G

REF: CPUR7203L



Se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque no ha sufrido ruptura previa. Este producto deberá desecharse en forma adecuada después de su uso para evitar punciones accidentales. No usar si el paquete ha sido abierto o se encuentra dañado previamente. No contiene látex natural. Los componentes de transporte de fluido no contienen pirógenos. No contiene medicamentos.

Advertencia: Antes de usar el dispositivo, leer todas las advertencias, precauciones e instrucciones incluidas en el paquete, no hacerlo puede resultar en lesiones graves o el fallecimiento del paciente.

Consérvese en lugar limpio a temperatura ambiente.



Apirógeno
Atóxico
Desechable



StandardLab

Calle Jesús García N°2794, Col. Prados Povidencia C.P. 44670, Guadalajara, Jalisco.

Tel.: 33 3832 0808

Cel.: 33 2791 5042

