

WIN CHECK1



TEST DE CONTROL DE HIGIENE INCORRECTA Y/O DETECCIÓN RÁPIDA DE BIOFILM.

Reactivo que permite detectar la presencia de biofilms creados por microorganismos patógenos comunes de la industria alimentaria tales como;
Pseudomonas, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella enteritis, Etc.

500mL



COMPOSICIÓN

Contiene mezcla de tensoactivos, reguladores de pH y solución para tinción.
Puede provocar una reacción alérgica.



MODO DE USO

Aplicar el producto en superficies desincrustadas y limpias.
Dejar actuar 5 minutos y enjuagar con abundante agua.
Si en algún sector de la superficie, se mantiene la coloración del producto (rosada), indica presencia de biofilm y/o higiene incorrecta.
No aplicar sobre superficies porosas.



PRECAUCIÓN

No ingerir.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Para más información, consultar ficha técnica y de seguridad.