FICHA TÉCNICA

Rev. Junio 2023



Nombre del Producto	**MANTA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES**
Código	E-1100UN
Marca	Blunding
Fabricante	Blunding
Descripción	La manta de transferencia Blunding, es una herramienta para el posicionamiento del paciente: Elevación, giro y transferencia a camilla, silla de ruedas o a otra cama. Producto reutilizable y con una excelente relación precio-calidad. Posee dos (2) cintas largas, y ajustables, ubicadas en la parte superior del producto, y seis (6) asas distribuidas desde la parte media hasta la parte inferior de la manta, lo que facilita el manejo del paciente y garantiza un traslado cómodo y seguro. Producto libre de látex que puede emplearse para el uso diario como una camilla suave, así como para el transporte de pacientes de emergencia. Liviano, lavable, puede almacenarse y transportarse fácilmente. * ESTE NO ES UN DISPOSITIVO DE ARRASTRE. Esta diseñado solo para posicionar al paciente. *
Indicaciones	Para posicionamiento, traslado de: Usuarios de sillas de ruedas, paciente bariátrico, pacientes postrados en cama, discapacitado, minusválido, pacientes con fractura de miembros inferiores, adultos mayores con poca capacidad para caminar.
Más información	
Contiene Látex	No

Componentes	1 UN manta de transferencia de pacientes 1 UN Envase con instrucciones de uso en español

Beneficios	Diseñado y elaborado con tejidos porosos y transpirables, que aportan soporte y confort ante la actividad o el uso prolongado. Reutilizable: puede ser lavado. Posee dos (2) cintas largas, y ajustables, ubicadas en la parte superior del producto, que deben posicionarse al hombro de cada cuidador, y seis (6) asas distribuidas desde la parte media hasta inferior del producto, lo que facilita el manejo del paciente y garantiza un traslado cómodo y seguro en todo momento. Peso ligero 680 gramos. Producto ligero que soporta usuarios de hasta 130 kilos de peso. Las cintas superiores ayudan a redistribuir el peso del paciente, facilitna el traslado y protegen la espalda del cuidador. Suave, liviano, cómodo y delicado con la piel. La combinación de textiles que lo conforman asegura que no se generan erupciones, ni alergias. Estética agradable.
Composición	80% algodón y 20% poliéster
Capacidad de carga (kg)	130
Peso del producto (g)	680
Alto / Ancho producto (cm)	130 X 50
Alto / Ancho / Largo envase (cm)	25x30x4
Color	Gris ó Crudo

Código de barra

SKU	Color	Código de Barra
E-1100UNG	Gris	7801001016389
E-1100UNC	Crudo	7801001016396

Mantención de Producto

Lavar a mano con agua tibia (máx. 30ºC) y jabón neutro.

Evitar el contacto con objetos afilados.

Cada vez antes de usarlo:

Revisar la integridad de las partes y piezas del producto.

Detallar si existe algún tipo de desgaste y defectos.

Cerciorarse que no exista presencia de oxido en las partes metálicas

No lo seque en la secadora.

Mantención de Producto

Para el secado del producto, utilice una toalla seca para absorber la máxima humedad y déjelo secar a temperatura ambiente.

Si el producto no está bien escurrido, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.

No lo tienda ni lo planche y no lo exponga a fuentes de calor directas como estufas, secadoras, exposición directa al sol, etc.

El producto se debe almacenar seco y protegido de la luz solar directa.

Durante su uso o en su limpieza, no utilice sustancias abrasivas, corrosivas, alcoholes, pomadas o líquidos disolventes.

Garantía

Este producto tiene una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su profesional médico. Se recomienda utilizar al menos tres ayudantes, minimizando así la posibilidad de accidentes o lesiones. No se recomienda cuando la estabilidad esférica es un problema.

Certificación y Registros del Sistema de Gestión de calidad

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 13485:2016 (N° 2023/SGMD.0069) e ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), registro del instituto nacional de salud pública N.º EDM 198/14 y registro FDA N.º 9104922.