FICHA TECNICA
Rev. Mayo 2023



Nombre del	**BOTA BLUNDING PREMIUM**
Código	MI-155 (Corta) - MI-150 (Larga)
Fabricante	Chile
Marca	Blunding

Descripción

La bota inmovilizadora Blunding, de puntera abierta, proporciona inmovilización a los pacientes que sufren lesiones en los tejidos blandos; distensiones y esguinces de grados 2 y 3; y fracturas. Está especialmente diseñada para ayudar que el paciente con fracturas, pueda cumplir su indicación de inmovilización de los segmentos fracturados asi como apoyar la aplicación de sistemas de compresión para reducir el edema. Es un producto de fácil colocación, retiro y recolocación, con una relación de costo efectividad muy conveniente, que permite el uso de otros tratamientos complementarios y que facilita el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. Además de ser una de las mejores opciones del mercado por su facilidad de uso, rapidez de aplicación y bajo costo, la version premium es mas liviana, mas facil de limpiar, su balancin fue mejorado, lo que la hace mas estable al propio tiempo que promueve la marcha del usuario. En su version corta (MI-155) o en su version larga (MI-150). La bota inmobilizadora Blunding es su mejor opcion.

Indicaciones

Lesiones de tendones.
Terapia funcional de la rotura del tendón de Aquiles,
Fracturas del tobillo,
Fracturas o luxaciones de la articulación tibiotarsiana.
Fracturas de pie,
Post-operatorio de ligamentos del tobillo.
Manejo conservador de las lesiones de Metatarso y Tarso.
Después de una fijación en el tendón peroneo.
Como tratamiento en las fracturas del Tarso calcáneo y maléolos.
Fase postoperatoria después de la cirugía del dedo del pie y/o del antepié,
Dolencias que requieran redistribución de la presión planta del pie.

Contiene Látex No

Componentes	1 UN Estructura o armazón con tres (3) velcros, pletinas bilaterales y suela de balancín. 1 UN Forro o revestimiento interior de espuma, recubierto de velour, súper cómodo, fresco y respirable. 1 UN Plantilla goma eva 3 UN Almohadillas o elementos adaptables para protección del pie y del tobillo. 1 UN Folleto Instrucciones de Uso en Español Bolsa tela no tejida para fácil transporte
Beneficios	Se adapta a todas las necesidades: Una versión corta (MI-155) y otra versión alta (MI-150). Adicionalmente, está disponible en 5 tamaños, desde la talla XS a la XL, lo cual cubre un rango de tallas de zapato desde el 33 al 50. Puede ser usado en ambos miembros inferiores (ambidiestro). Tiene un balancin con una base mas ancha que permite un patrón de marcha más natural, fácil y estable. Talón mas amortiguado lo que proporciona una mayor absorción de impactos. Incorpora elementos adaptables de protección del pie y del tobillo como inserciones y cuñas de talón. Estas almohadillas internas en la zona del talón permiten la marcha al paciente, manteniendo la articulación del tobillo en una posición de equino controlada. Proporcionan una buena higiene diaria ya que puede retirarse fácilmente para limpiar la piel, Al poder ser retirada sin dificultad, permite examinar la herida y/o fractura y evaluar el pie. Su forro o cubierta interior es una acolchada y suave espuma de alta densidad, que proporciona comodidad máxima y apoya la reducción del dolor. Este tejido que está en contacto con el pie es delicado y transpirable, lo cual presta máxima comodidad y deja espacio adicional para vendajes. Su estructura radiotransparente permite hacer radiografía para controlar la lesión sin necesidad de retirarla, por lo que se puede llevar un mayor control médico durante el proceso de curación. Su estructura es más liviana, lo que significa que se puede usar durante períodos prolongados Sus férulas laterales son más altas, lo que otorga mejor ajuste del producto y están elaboradas en un material que permite limpiar 100% toda la estructura del producto. Los velcros laterales están entretejidos con la férula lo cual asegura los mismos en posición y da al usuario un ajuste más personalizado. Su suela "Rocker" o balancín ha sido mejorada, lo cual promueve una recuperación postoperatoria más manejable porque esta bota hace que caminar sea más cómodo. La suela es más ancha lo cual permite el control de movimiento y deambulación, favoreciendo la absorción anti-impacto y antideslizante. El nuevo diseño de la suela mas ancha y dura agrega mayor resistencia y durabilidad. Estabilidad mejorada con una banda de rodadura antideslizante. Fondo rígido anti-torsión y anti-flexión con control de movimiento y redistribución de la carga de presión.

Tabla de medidas	La medición correcta es imprescindible para un tratamiento adecuado. Por favor valide el largo del pie del paciente así como su número de calzado. Sugerimos que use las medidas internas reales del zapato para garantizar el mejor ajuste. Recuerde tener en cuenta los vendajes y la hinchazón al elegir un ajuste.					
Largo en Cms	**Medidas**	**XSmall**	**Small**	**Medium**	**Large**	**Extra**
	Largo del Pie (hasta)	23	25	27	28,5	33
	Nº de Calzado	33 - 36	36 - 38	38 -42	42- 44	> 44
Largo de la caña bota corta (cm)	ID (AD)		21	23	23	23
Largo de la caña bota larga (cm)	ID (AD)	37	38	41	42	43
Alto / Ancho / Largo Producto	Bolsa tela no tejida: 60cm alto x 48cm ancho					
Peso bota corta (g)			700	878	944	1049
Peso bota larga (g)		786	824	1.018	1.071	1157
Composición	**Estructura o armazon:** 100% Nylon **Cara externa:** 100% Polipropileno **Plantilla:** 100% Goma Eva **Cierre de Contacto:** 100% Nylon					
Color	Negro/ Gris					

Código de barra

SKU	Version	Talla	Código de Barra
MI155S	CORTA	S	7801001014354
MI155M	CORTA	M	7801001014323
MI155L	CORTA	L	7801001014347
MI155XL	CORTA	XL	7801001014330
MI150XS	LARGA	XS	7801001011643
MI150S	LARGA	S	7801001010837
MI150M	LARGA	M	7801001010844
MI150L	LARGA	L	7801001010851
MI150XL	LARGA	XL	7801001010868

Mantención de Producto

Lavar la estructura con un paño húmedo y detergente suave

Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Lavado manual hasta 40 °C

No lavar con lejía

No planchar

No utilizar limpieza química/lavado en seco

El producto se debe almacenar seco y protegido de la luz solar directa

Garantía

Este producto tiene una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero ò sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del manual de instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Si mide 6 pies o más, siempre debe optar por una bota alta para caminar. Las botas cortas no proporcionarán el apoyo o la protección adecuados para las piernas largas. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), Registro del Instituto Nacional de Salud Pública Nº EDM 198/14 y Registro FDA Nº 9104922