FICHA TÉCNICA

Rev. Abril 2023



Nombre del Producto	**MUÑEQUERA GRIS/BEIGE**
Código	HM0120WU/ HM0120BU
Marca	Blunding
Fabricante	Blunding
Descripción	La muñequera Blunding,HM0120, es un soporte moderado de muñeca, respirable, ergonomico, durable y muy comodo. Esta elaborada con elastico afelpado, libre de latex, por lo cual es capaz de ofrecer un nivel de establización moderado. Su ancho permite un ajuste que restringuen el movimiento, comprimiendo, sujetando y conservando el calor que emana del cuerpo del paciente. Esto aumenta la temperatura de la zona e inicia procesos metabólicos que ayudan a relajar la musculatura y favorer la pronta recuperacion de lesiones. Es ambidiestra y se oferta en dos diferentes colores: Beige y Gris.
Indicaciones	Prevención de lesiones de muñeca, Tendinitis, Tenosinovitis en grado leve. Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.
Más información	
Contiene Látex	No

Componentes	1 UN muñeca ambidiestra, confeccionada en elástico afelpado 1 UN Envase con Instrucciones de Uso en español

Beneficios	Confeccionada en tejido elástico afelpado y libre de látex para un **mejor agarre sin irritación**. Tejido muy elástico, transpirable y evacuador de la humedad para asegurar una **compresión eficaz y una comodidad excelente.** **Estabilización y activación de la muñeca a** través de la compresión por el tejido. **Reducción de la presión de nervios y vasos** gracias al soporte moderado. **Ambidiestra** **Talla Única**
Tabla de medidas 	Para que el tratamiento sea óptimo, uno de los requisitos previos es una medición correcta, con ayuda de una cinta métrica flexible. La medición del contorno de la muñeca (hC) determina la talla que se debe seleccionar.

Talla	**Unica**
Contorno o Circunferencia en CM muñeca (hC)	**13-26**

Composición	73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex
Peso del producto (g)	150
Alto / Ancho / Largo envase (cm)	33 X 90 X 130
Color	Gris ó Beige

Código de barra

SKU	Color / Talla/ Lado	Código de Barra
HM0120BU	Beige/Ambidiestra	7801001007776
HM0120WU	Gris/Ambidiestra	7801001120000

Mantención de Producto

Lavar a mano con detergente suave.

Previo al lavado:

Pase sobre los velcros un rodillo quita-pelusas, un trozo de cinta adhesiva o un cepillo con cerdas duras, para eliminar la suciedad superficial. Junte ambas partes del cierre de velcro antes de lavar, con la finalidad de evitar que se incrusten hilos, pelos u otras fibras en el velcro y que la parte adhesiva del cierre dañe la prenda.

No lavar con lejía

No lo seque en la secadora.

Si el producto no está bien enjuagado y escurrido, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.

Para el secado del producto, utilice una toalla seca para absorber la máxima humedad y déjelo secar a temperatura ambiente.

No lo tienda, ni lo planche y no lo exponga a fuentes de calor directas como estufas, secadoras, exposición directa al sol, etc.

No utilizar limpieza química/lavado en seco.

El producto se debe almacenar seco y protegido de la luz solar directa.

Al menos una vez cada semana:

Revisar la integridad de las partes y piezas del producto (velcros, textiles, costuras).
Detallar si existe algún tipo de desgaste y defectos.

Durante su uso o en su limpieza, no utilice sustancias abrasivas, corrosivas, alcoholes, pomadas o líquidos disolventes."⊠

Garantía

Este producto tiene una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su profesional médico.

Certificación y Registros

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), Registro del Instituto Nacional de Salud Pública Nº EDM 198/14 y Registro FDA Nº 9104922