SMC- 248

SIMULADOR DE EXAMEN DE MAMAS



Descripción general:

Modelo anatómico de mama femenina diseñado para realización de examen clínico y autoexamen de mama, es una excelente herramienta para la educación a la comunidad y al personal de salud.
Siendo este vital para la enseñanza y práctica de técnicas de exploración clínica y autoexploración mamaria. Representa con realismo la forma, textura y características anatómicas de la mama.

Aplicaciones:


- Capacitación en técnicas de palpación mamaria.
- Enseñanza de autoexploración mamaria a pacientes.
- Simulación clínica para la detección temprana de anomalías como nódulos, masas o cambios anatómicos.

SMC- 248

SIMULADOR DE EXAMEN DE MAMAS

Caracteristicas:

- Mama derecha normal y mama izquierda patológica: 6 nódulos incrustados de diferentes tamaños y densidades fijos.
- 4 abultamientos en el tejido mamario y 2 en la región axilar.
- Tejido mamario simulado blando y realista
- Los nódulos varían de tamaño y profundidad.





- Material: Silicona de alta calidad, suave al tacto.
- Tamaño: Tamaño anatómico realista 18x11cms cada mama
- Coloración: Tono de piel natural con variación de pigmentación
- peso: 200gr cada mama
- Base y soporte de acrilico


SMC- 248

SIMULADOR DE EXAMEN DE MAMAS

Seno izquierdo patológico: cuenta con tres tipos de densidades de hallazgos:

- Petreo
- Cauchoso

Seno Derecho: normal sin hallazgos



SMC- 248


SIMULADOR DE EXAMEN DE MAMAS

Introduzca en su programa de educación este modelo de senos, que ayuda a entrenar a las mujeres y hombres a encontrar bultos en los senos de diferentes tamaños

Textura y apariencia realistas
Contiene seis nódulos palpables y el otro seno es sano a modo de comparación

El simulador de palpación mamaria es una herramienta educativa poderosa para la prevención o detección precoz del cancer de mama.

Son mamas de tamaño natural usadas para la adquisición de las habilidades necesarias para la exploración mamaria.



SMC- 248

SIMULADOR DE EXAMEN DE MAMAS



Mantenimiento y limpieza:

- Limpiar con paño húmedo y alcohol al 70%, recomendación usar limpiador simclean
- No exponer a calor extremo ni sustancias abrasivas.
- Al almacenar se recomienda usar talco
- No manipular con uñas largas
- Mantener alejados materiales corto-punzantes

